


## UNTERSUCHUNGEN DER A BERTRAGUNGSARTEN VON



Nicht vertragliches Foto

SERVICE: ALIMENTATION A©LECTRIQUE (220A V, 50A HZ, MONOPHASA©E) GROßE: 400 X 450 X 1000A A MM

**GEWICHT: POID NET: 12KG** 

REFERENCE: ET100

Diese Vorrichtung ermĶglicht es, die verschiedenen Arten der WĤrmeĽbertragung, nĤmlich WĤrmeleitung, freie oder erzwungene Konvektion und Strahlung, hervorzuheben und zu untersuchen.

Das Gerät basiert auf der Verwendung einer flexiblen Heizplatte mit geringer Trägheit und Temperatursteuerung. Die Messung der Heizleistung, die erforderlich ist, um diese Platte auf einer gewählten Solltemperatur zu halten, ermöglicht es, die verschiedenen Wärmeaustausche zu bestimmen.

## Experimentelle Möglichkeiten

- Einfluss der Neigung einer ebenen Platte auf die WĤrmeļbertragung durch natļrliche oder erzwungene Konvektion.
- Untersuchung des Kamineffektes in freier oder erzwungener Konvektion.
- Untersuchung der Strahlung einer "schwarzen" Platte und einer "grauen" Platte und Bestimmung des Emissionsfaktors dieser letzteren OberflĤche.

## **Technische Spezifikationen:**

Die Einheit kommt mit zwei Platten. Einer hat ein schwarzes Gesicht und ein glĤnzendes Gesicht; der andere ist unbeschichtet. Der Vergleich der mit diesen beiden Platten erzielten Ergebnisse ermĶglicht es, den Strahlungsaustausch darzustellen. Diese Platten werden auf einen orientierbaren TrĤger gestellt, um die freie oder erzwungene Konvektion (mittels eines Ventilators) einer flachen Platte zu untersuchen. Durch Äœberlagerung einer Platte aus einem der zugefļhrten Materialien auf der Heizplatte ist es mĶglich, die Leitung zu untersuchen. Der Kamineffekt kann auch erreicht werden, indem eine Heizplatte in einer Leitung aus Isoliermaterial angeordnet wird.

## Das Gerät besteht aus:

- Zwei flexible Heizplatten mit niedriger thermischer TrĤgheit, temperaturgeregelt. Einer hat ein mattes schwarzes Gesicht und die andere glĤnzende Seite und der andere Teller ist unbeschichtet. Die Heizleistung der Platten betrĤgt ca. 50 W.
- $\bullet\,$  Eine Reihe von Platten aus verschiedenen Isoliermaterialien f $\tilde{A}\,{}^1\!\!/\!\!{}^4 r$  das Studium der Leitung:
- Eine Kippstütze, auf der die Heizplatten und die verschiedenen Materialplatten zum Studium platziert werden.
- Ein rohrf
   Ä
   ¶rmiger Kanal aus Isoliermaterial zur Untersuchung des Kamineffekts.
- Ein Ventilator zur Demonstration der Zwangskonvektion.
- Platin zur Messung der OberflĤchentemperatur oder der

<ul> <li>Umgebungstemperatur. Eine elektronische Box, bestehend aus einem Ein-Aus-Regler, zwei Metern mit Reset-GerĤt zur Bestimmung der Heizleistung benötigt, um die Temperatur der Platte zu halten, ein Voltmeter, ein Amperemeter und ein digitales Thermometer mit einer Sonde.</li> <li>Ein Rahmen, der die Elektronikbox und den Plattenhalter trägt.</li> <li>Ein technisches Bulletin</li> <li>Das Gerät muss auf einem Tisch (nicht mitgeliefert) montiert und vor Zugluft und Temperaturschwankungen geschützt werden.</li> </ul>