

TAMIS VIBRANT EN CONTINU



Photo non contractuelle

**SERVICE : ALIMENTATION ELECTRIQUE :
220 V, MONOPHASEE, 50 HZ**

REFERENCE : MP412

Avant la compression, il convient de sélectionner une coupe granulométrique homogène. Avec le tamis vibrant MP412, vous ferez cette opération sans difficulté.

Objectifs Pédagogiques :

- Etude de l'opération unitaire de calibration
- Tracé d'une courbe de répartition granulométrique

Description technique :

- Entraînement par moteur électromagnétique,
- Diamètre des tamis, 200mm,
- 2 tamis de coupure de 63mm et 1.5mm,
- Quatre tamis 125, 250, 530, 850 μ m,
- Réglage du temps et de l'amplitude,
- Récipient de chargement avec couvercle,
- Trois goulottes de vidange/récupération,
- Modèle à poser sur paillasse.

OPTIONS :

Autres tamis sur demande