

KONTINUIERLICHER VIBRIERENDER BILDSCHIRM



Nicht vertragliches Foto

**SERVICE : ALIMENTATION ELECTRIQUE :
220 V, MONOPHASEE, 50 HZ**

REFERENCE : MP412

Vor der Komprimierung sollte eine homogene Partikelgröße gewählt werden. Mit dem Vibrationssieb MP412 machen Sie diesen Vorgang problemlos.

- Studie des Gerätekalibrierungsvorgangs
- Plotten einer Korngrößenverteilungskurve

Technische Spezifikationen :

- Elektromagnetischer Motorantrieb,
- Durchmesser der Siebe, 200mm,
- 2 Siebe des Schnittes von 63mm und von 1.5mm,
- Vier Siebe 125, 250, 530, 850 μ m,
- Einstellung von Zeit und Amplitude,
- Ladebehälter mit Deckel,
- Drei Abflusssrutschen,
- Modell auf Bank zu fragen.

OPTIONS :

Autres tamis sur demande